

CENÁRIOS SISTEMA WEB

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Cadastro de usuário do sistema
OBJETIVO	CADASTRAR O LOGIN E SENHA PARA OBTER ACESSO AO SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none">• INFORMAÇÕES DE ACESSO;• DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: "USUÁRIO ENVIADO PARA AUTORIZAÇÃO!"</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN VÁLIDO
OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA A PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO".</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN INVÁLIDO
OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM “USUÁRIO OU SENHA INCORRETOS OU USUÁRIO NÃO AUTORIZADO”.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN NÃO APROVADO
OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM “USUÁRIO OU SENHA INCORRETOS OU USUÁRIO NÃO AUTORIZADO”.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO SISTEMA COM E-MAIL JÁ EXISTENTE
OBJETIVO	INFORMAR E-MAIL QUE JÁ EXISTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR

RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LOGIN OU E-MAIL JÁ UTILIZADOS.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO SISTEMA COM LOGIN EXISTENTE
OBJETIVO	INFORMAR LOGIN EXISTENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LOGIN OU E-MAIL JÁ UTILIZADOS.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO DO SISTEMA ESTANDO LOGADO
OBJETIVO	CADASTRAR UM NOVO USUÁRIO ESTANDO LOGADO NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO;

	CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O USUÁRIO CADASTRADO COM SUCESSO. REDIRECIONA O USUÁRIO PARA A PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO"
--	---

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema
OBJETIVO	Verificar os usuários cadastrados do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU "Gerenciar Usuários" E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES DA TABELA SÃO EXIBIDAS POSSIBILITANDO EDITAR, EXCLUIR E SALVAR</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Excluir
OBJETIVO	Excluir usuário cadastrado do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE</p>

	<p>O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES DA TABELA SÃO EXIBIDAS POSSIBILITANDO EDITAR, EXCLUIR E SALVAR. Na coluna Excluir CLICANDO NO BOTÃO X para excluir o usuário, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: Usuário removido com sucesso!.</p>
--	--

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Administrador
OBJETIVO	Verificar usuário Autorizado para ser Administrador
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor azul. Apresenta quais os usuários foram Autorizados para serem Administradores. Clicar no botão "Salvar" no final da tabela. As informações são enviadas para o servidor o sistema apresenta uma mensagem: Informações salvas com sucesso!</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema não autorizado como Administrador
OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados para serem Administradores
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados para serem Administradores</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema desautorizado como Administrador
OBJETIVO	Desautorizar Usuário como Administrador
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor azul; na coluna Administrador no botão o preenchimento ficará com a cor cinza; Clicar no botão "Salvar" no final da tabela. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: Informações salvas com sucesso!</p>
--	---

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Autorizado
OBJETIVO	Visualizar usuário Autorizado do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>Na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a cor azul. Apresenta quais os usuários foram Autorizados</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema não Autorizado
OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR

RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema desautorizado
OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a</p>

	cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados para serem Administradores.
--	--

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	REGISTRAR NO SERVIDOR UM USUÁRIO DO LABORATÓRIO JÁ REGISTRADO NO MyDENOX
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>O ATOR, SEM ESTAR AUTENTICADO, CLICA NO MENU “GERENCIAR USUÁRIOS, DEPOIS SELECIONE O SUBMENU “NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO” E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LABORATÓRIO ASSOCIADO; • IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ; • DADOS DO USUÁRIO <p>AO CLICAR EM “CADASTRAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO”, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: ”USUÁRIO CADASTRADO COM SUCESSO”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO ESTANDO LOGADO
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO ESTANDO LOGADO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>O ATOR, CLICA NO MENU “GERENCIAR USUÁRIOS, DEPOIS SELECIONE O SUBMENU “NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO” E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LABORATÓRIO ASSOCIADO; • IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ; • DADOS DO USUÁRIO

	Ao clicar em “Cadastrar Usuário do Laboratório”, as informações são enviadas para o servidor o sistema apresenta uma mensagem: “Usuário cadastrado com sucesso”.
--	--

CENÁRIO: MANter o registro de usuário do laboratório

TÍTULO	Desautorizar Usuário
OBJETIVO	DESautorizar usuário como membro do laboratório
ATOR	ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. ATOR NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO “GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS”, NA PÁGINA “USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO” UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. SELECIONAR NA TABELA O MEMBRO QUE DESEJA REMOVER AUTORIZAÇÃO NA COLUNA “AUTORIZADO” NO BOTÃO SELECIONANDO PARA À ESQUERDA. CLICAR EM “SALVAR”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: SISTEMA EXIBE MENSAGEM “SUCESSO: INFORMAÇÕES SALVAS COM SUCESSO!”</p>

CENÁRIO: MANter o registro de usuário do laboratório

TÍTULO	Não Autorizar Usuário
OBJETIVO	NÃO AUTORIZAR usuário PARA FAZER PARTE DO LABORATÓRIO
ATOR	ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA
	<p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. ATOR NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO “GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS”, NA PÁGINA “USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO” UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. A COLUNA “AUTORIZADO” O PREENCHIMENTO APARECE COM A COR CINZA. CLICAR NO BOTÃO “VOLTAR AO LABORATÓRIO”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	ID DE USUÁRIO JÁ EXISTENTE
OBJETIVO	ADMINISTRADOR CADASTRA MEMBRO NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO “GERENCIAR USUÁRIOS”. ATOR CLICA NO SUBMENU “NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO” E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LABORATÓRIO ASSOCIADO; • IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ; • DADOS DO USUÁRIO <p>AO CLICAR EM “CADASTRAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO”, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM “ID DE USUÁRIO JÁ EXISTE”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS NÃO ASSOCIADOS
OBJETIVO	ASSOCIAR UM USUÁRIO AO LABORATÓRIO ESCOLHIDO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR

RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS".</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO ACIMA DA TABELA NA PÁGINA "USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS DO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. CLICAR NO BOTÃO ABAIXO DA TABELA "ASSOCIAR". SELECIONAR EM " ESCOLHER USUÁRIO DO LABORATÓRIO". CLICAR NO BOTÃO "ASSOCIAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR RETORNA PARA A PÁGINA "USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS" EXIBINDO ESSA MENSAGEM: USUÁRIO ADICIONADO AO LABORATÓRIO COM SUCESSO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS JÁ ASSOCIADOS
OBJETIVO	EXIBIR OS MEMBROS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA "USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME • E-MAIL • AUTORIZADO • ALTERAR

	<ul style="list-style-type: none"> • EXCLUIR <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO JÁ EXISTE”.</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS EXCLUIR USUÁRIO
OBJETIVO	EXCLUIR MEMBRO DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA "USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME • E-MAIL • AUTORIZADO • ALTERAR • EXCLUIR <p>NA COLUNA EXCLUIR CLICAR NO BOTÃO X PARA EXCLUIR O USUÁRIO.</p> <p>AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR E UMA MENSAGEM É EXIBIDA: DESEJA APAGAR O USUÁRIO?, USUÁRIO REMOVIDO COM SUCESSO!.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBRO AUTORIZAR USUÁRIO
OBJETIVO	NOTIFICAR O RESPONSÁVEL DO LABORATÓRIO PARA APROVAR O CADASTRO DO USUÁRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR

RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA “ SELECIONAR NA TABELA” O MEMBRO QUE DESEJA APROVAR NA COLUNA "AUTORIZADO" NO BOTÃO SELECIONANDO PARA À DIREITA. CLICAR EM "SALVAR".</p> <p>AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR E UMA MENSAGEM É EXIBIDA: SISTEMA EXIBE MENSAGEM "SUCESSO: INFORMAÇÕES SALVAS COM SUCESSO!"</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS
OBJETIVO	VERIFICAR USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA “ SELECIONAR NA TABELA” VERIFICAR USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO. EXIBE NOME, E-MAIL E USUÁRIOS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	PRESENÇA NO LABORATÓRIO
---------------	-------------------------

OBJETIVO	VERIFICAR QUAIS USUÁRIOS ESTÃO PRESENTES NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO DESEJADO E SELECIONAR O BOTÃO "REGISTRO DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO".</p> <p>UMA TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME; • DATA/HORA <p>CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO"; REDIRECIONADO PARA PÁGINA O LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	SEM PRESENÇA NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR INEXISTÊNCIA DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	SEM LOG DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR QUEM ESTEVE PRESENTE NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA". CLICAR NO BOTÃO "VER DIA ANTERIOR";</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none">• NOME• EVENTO (ENTRADA OU SAÍDA)• DATA / HORA <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE OCORREU REGISTRO NO LABORATÓRIO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	VER MEMBROS PRESENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTEM MEMBROS PRESENTES NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA

	<p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER MEMBROS PRESENTES". RETORNA PARA PÁGINA "MEMBROS PRESENTES NESSE MOMENTO".</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	LOG DE PRESENÇA DIA ANTERIOR
OBJETIVO	VERIFICAR LOG DE PRESENÇA NAS DATAS ANTERIORES
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA" SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E SELECIONAR O BOTÃO "REGISTRO DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER DIA ANTERIOR";</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME • EVENTO (ENTRADA OU SAÍDA) • DATA / HORA <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE OCORREU REGISTRO NO LABORATÓRIO</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	LOG DE PRESENÇA PRÓXIMO DIA
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTIU LOG DE PRESENÇA NO PRÓXIMO DIA
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	ATOR NA PÁGINA" SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E

	<p>SELECIONAR O BOTÃO "REGISTRO DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER DIA ANTERIOR", CLICAR NO BOTÃO "PRÓXIMO DIA";</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME • EVENTO (ENTRADA OU SAÍDA) • DATA / HORA <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE OCORREU REGISTRO NO LABORATÓRIO.</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO
OBJETIVO	VISUALIZAR LISTA DOS EQUIPAMENTOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS"</p> <p>TABELA EXIBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENDEREÇO MAC • NOME • ZONA DE CONFORTO • ARDUINO ASSOCIADO • ALTERAR EQUIPAMENTO <p>CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO". REDIRECIONA PARA O LABORATÓRIO ESCOLHIDO ANTERIORMENTE.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO EXCLUIR
OBJETIVO	REALIZAR REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UM LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS"</p> <p>CLICAR NO BOTÃO REPRESENTADO POR UM X NA COLUNA EXCLUIR DA TABELA APRESENTADA. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: DESEJA APAGAR O EQUIPAMENTO DO ENDEREÇO. EQUIPAMENTO REMOVIDO COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO CADASTRAR
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO DE EQUIPAMENTO EM UM LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>CLICAR NO BOTÃO "CADASTRAR NOVO EQUIPAMENTO".</p> <p>PREENCHER O FORMULÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

	<ul style="list-style-type: none"> • NOME DO EQUIPAMENTO • DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO • TIPO DO EQUIPAMENTO: ARDUÍNO/ COMPUTADOR <p>CLICAR NO BOTÃO "CADASTRAR EQUIPAMENTO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: EQUIPAMENTO CADASTRADO COM SUCESSO.</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO SEM CADASTRO
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUM EQUIPAMENTO CADASTRADO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS". UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ EQUIPAMENTOS CADASTRADOS NO LABORATÓRIO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ALTERAR DADOS DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	REALIZAR EDIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p>

	<p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA EDITAR. ATOR CLICA NO BOTÃO “ALTERAR DADOS CADASTRAIS”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO ; ■ INTERVALOS DE COLETA <p>DEPOIS DE EDITAR, ATOR CLICA NO BOTÃO “SALVAR INFORMAÇÕES”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: INFORMAÇÕES ATUALIZADAS COM SUCESSO!</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	EDITAR ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	ATOR REALIZA EDIÇÃO DA ZONA DE CONFORTO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA EDITAR. ATOR CLICA NO BOTÃO “ALTERAR ZONA DE CONFORTO”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA DO LABORATÓRIO; • UMIDADE DO LABORATÓRIO. <p>DEPOIS DE EDITAR, ATOR CLICA NO BOTÃO “SALVAR INFORMAÇÕES”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: ZONA DE CONFORTO ATUALIZADA COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRAR LABORATÓRIO
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO DOS DADOS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR

RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO; • INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “CADASTRAR LABORATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LABORATÓRIO CADASTRADO COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CANCELAR ALTERAR DADOS DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	CANCELAR ALTERAÇÃO DOS DADOS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO; • INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CANCELAR ALTERAR DA ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	CANCELAR ALTERAÇÃO DOS DA ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO;• INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	EXCLUIR LABORATÓRIO
OBJETIVO	EXCLUIR LABORATÓRIO INOPERANTE NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA

	<p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E CLICA NO X PARA EXCLUIR ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". MENSAGEM EXIBIDA: DESEJA APAGAR O LABORATÓRIO LABORATÓRIO DO ...?</p> <p>PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO" É EXIBIDA COM OS LABORATÓRIOS PERMANECENTES. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LABORATÓRIO REMOVIDO COM SUCESSO!</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA A SER RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVER <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS PARA RESOLVER
OBJETIVO	RESOLVER ALGUMA ANOMALIA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE

	<p>O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVER <p>NA COLUNA DA TABELA RESOLVER, POSICIONAR O CURSOR DO MOUSE EM CIMA DO DESENHO E CLICAR.</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESCRIÇÃO DA AÇÃO <p>CLICAR NO BOTÃO "RESOLVER ANOMALIA" .AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: RESOLVIDO COM SUCESSO</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	INEXISTÊNCIA DE ANOMALIAS
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA A SER RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E SELECIONAR O BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS" É EXIBIDA. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ ANOMALIAS PARA SEREM RESOLVIDAS.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	STATUS DO SISTEMA
---------------	-------------------

OBJETIVO	VERIFICAR QUAIS COMPONENTES ESTÃO REGISTRADOS NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E SELECIONAR O BOTÃO "STATUS DO SISTEMA".</p> <p>UMA TABELA É GERADA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPONENTE • DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO • STATUS DO COMPONENTE <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE COMPONENTE.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS RESOLVIDAS
OBJETIVO	VERIFICAR LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS RESOLVIDAS" MOSTRA UMA TABELA COM:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA DA ANOMALIA • AÇÃO • AUTOR • DATA DA RESOLUÇÃO <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA RESOLVIDA.</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS PENDENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA PENDÊNCIA DE ANOMALIA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS RESOLVIDAS" MOSTRA UMA TABELA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA DA ANOMALIA • AÇÃO • AUTOR • DATA DA RESOLUÇÃO <p>NO FINAL DA TABELA CLICAR NO BOTÃO "VER ANOMALIAS PENDENTES".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO

	<ul style="list-style-type: none"> • DATA • RESOLVER <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA PENDENTE.</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS RESOLVIDAS VOLTAR AO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS". CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO".</p> <p>RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO ANTERIORMENTE.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA LABORATÓRIO
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA A EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE

	<p>O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: TEMPERATURA (LABORATÓRIO); • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>
--	--

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO UMIDADE LABORATÓRIO
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA A EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA SERVIDOR TESTLINK
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DO GRÁFICO: TEMPERATURA(SERVIDOR TESTLINK);• DATA DE INÍCIO E FIM;• INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO UMIDADE LABORATÓRIO SEM DADOS
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p>

	<p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; DATA DE INÍCIO E FIM; INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERAR GRÁFICO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.</p>
--	--

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA LABORATÓRIO SEM DADOS
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (LOGIN); SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; DATA DE INÍCIO E FIM; INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERAR GRÁFICO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA SERVIDOR TESTLINK SEM DADOS
---------------	---

OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="text-align: center;">NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.</p>

CENÁRIO: GERAR RELATÓRIOS DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR RELATÓRIO DOS EVENTOS
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS".</p> <p>NA PÁGINA “RELATÓRIO DE EVENTOS”, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="text-align: center;">NA PÁGINA RELATÓRIO, PREENCHER:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • DATA DE INÍCIO E FIM <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR RELATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O RELATÓRIO E APRESENTA AO USUÁRIO.</p>
--	---

CENÁRIO: GERAR RELATÓRIOS DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR RELATÓRIO DOS EVENTOS SEM DADOS
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO “MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS”.</p> <p>NA PÁGINA “RELATÓRIO DE EVENTOS”, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p>NA PÁGINA RELATÓRIO, PREENCHER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DATA DE INÍCIO E FIM <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR RELATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ EVENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA, NÃO HÁ MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO.</p>

CENÁRIO: LOGOUT

TÍTULO	LOGOUT
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">● (LOGIN);● SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS".</p> <p>NO CANTO ESQUERDO EMBAIXO DE TODAS AS PÁGINAS ENCONTRA-SE O BOTÃO "LOGOUT", CLICAR PARA SAIR DA PÁGINA DO SISTEMA.</p> <p>REDIRECIONA PARA PÁGINA "BEM-VINDO, FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING".</p>