

CENÁRIOS SISTEMA WEB

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Cadastro de usuário do sistema
OBJETIVO	CADASTRAR O LOGIN E SENHA PARA OBTER ACESSO AO SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none">• INFORMAÇÕES DE ACESSO;• DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: "USUÁRIO ENVIADO PARA AUTORIZAÇÃO!"</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN VÁLIDO
OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA A PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO".</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN INVÁLIDO
---------------	-------------------------

OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM “USUÁRIO OU SENHA INCORRETOS OU USUÁRIO NÃO AUTORIZADO”.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	REALIZAR LOGIN NÃO APROVADO
OBJETIVO	REALIZA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. AO RECEBER A CONFIRMAÇÃO DO SERVIDOR, O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM “USUÁRIO OU SENHA INCORRETOS OU USUÁRIO NÃO AUTORIZADO”.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO SISTEMA COM E-MAIL JÁ EXISTENTE
OBJETIVO	INFORMAR E-MAIL QUE JÁ EXISTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LOGIN OU E-MAIL JÁ UTILIZADOS.</p>
------------------	--

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO SISTEMA COM LOGIN EXISTENTE
OBJETIVO	INFORMAR LOGIN EXISTENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LOGIN OU E-MAIL JÁ UTILIZADOS.</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO DO SISTEMA ESTANDO LOGADO
OBJETIVO	CADASTRAR UM NOVO USUÁRIO ESTANDO LOGADO NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS" UM SUBMENU SERÁ EXIBIDO, O MESMO CLICAR NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO SISTEMA" SENDO REDIRECIONADO PARA A TELA "NOVOS USUÁRIOS DO SISTEMA" COM UM FORMULÁRIO PARA SER PREENCHIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DE ACESSO; • DADOS DO USUÁRIO; <p>CLICANDO NO BOTÃO "CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA" QUE ESTÁ LOCALIZADO NO FINAL DO FORMULÁRIO, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O USUÁRIO CADASTRADO COM</p>

	SUCESSO. REDIRECIONA O USUÁRIO PARA A PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO"
--	---

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema
OBJETIVO	Verificar os usuários cadastrados do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU "Gerenciar Usuários" E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES DA TABELA SÃO EXIBIDAS POSSIBILITANDO EDITAR, EXCLUIR E SALVAR</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Excluir
OBJETIVO	Excluir usuário cadastrado do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU "Gerenciar Usuários" E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E</p>

	<p>SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES DA TABELA SÃO EXIBIDAS POSSIBILITANDO EDITAR, EXCLUIR E SALVAR. Na coluna Excluir CLICANDO NO BOTÃO X para excluir o usuário, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: Usuário removido com sucesso!.</p>
--	--

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Administrador
OBJETIVO	Verificar usuário Autorizado para ser Administrador
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor azul. Apresenta quais os usuários foram Autorizados para serem Administradores. Clicar no botão "Salvar" no final da tabela. As informações são enviadas para o servidor o sistema apresenta uma mensagem: Informações salvas com sucesso!</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema não autorizado como Administrador
---------------	--

OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados para serem Administradores
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados para serem Administradores</p>

CENÁRIOS: MANter REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema desautorizado como Administrador
OBJETIVO	Desautorizar Usuário como Administrador
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail

	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Administrador no botão o preenchimento estará com a cor azul; na coluna Administrador no botão o preenchimento ficará com a cor cinza; Clicar no botão "Salvar" no final da tabela. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: Informações salvas com sucesso!</p>
--	---

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema Autorizado
OBJETIVO	Visualizar usuário Autorizado do Sistema
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>Na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a cor azul. Apresenta quais os usuários foram Autorizados</p>

CENÁRIOS: MANTER REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema não Autorizado
OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados.</p>
------------------	---

CENÁRIOS: MANter REGISTRO DO USUÁRIO DO SISTEMA ISSUES MONITORING

TÍTULO	Gerenciar Usuário do Sistema desautorizado
OBJETIVO	Verificar quais usuários não foram autorizados
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. DEPOIS SELECIONE O MENU “Gerenciar Usuários” E NO SUBMENU "Gerenciar Usuário do Sistema" E SERÁ REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • E-mail • Autorizado • Administrador • Excluir <p>AS INFORMAÇÕES na coluna Autorizados no botão o preenchimento estará com a cor cinza. Apresenta quais os usuários não foram Autorizados para serem Administradores.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	REGISTRAR NO SERVIDOR UM USUÁRIO DO LABORATÓRIO JÁ REGISTRADO NO MyDENOX
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>O ATOR, SEM ESTAR AUTENTICADO, CLICA NO MENU “GERENCIAR USUÁRIOS, DEPOIS SELECIONE O SUBMENU “NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO” E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• LABORATÓRIO ASSOCIADO;• IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ;• DADOS DO USUÁRIO <p>AO CLICAR EM “CADASTRAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO”, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: “USUÁRIO CADASTRADO COM SUCESSO”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRO DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO ESTADO LOGADO
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO ESTANDO LOGADO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>O ATOR, CLICA NO MENU “GERENCIAR USUÁRIOS, DEPOIS SELECIONE O SUBMENU “NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO” E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• LABORATÓRIO ASSOCIADO;• IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ;• DADOS DO USUÁRIO <p>AO CLICAR EM “CADASTRAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO”, AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: “USUÁRIO CADASTRADO COM SUCESSO”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	Desautorizar Usuário
OBJETIVO	DESAUTORIZAR USUÁRIO COMO MEMBRO DO LABORATÓRIO
ATOR	ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “ENTRAR” QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. ATOR NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO “GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS”, NA PÁGINA “USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO” UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. SELECIONAR NA TABELA O MEMBRO QUE DESEJA REMOVER AUTORIZAÇÃO NA COLUNA “AUTORIZADO” NO BOTÃO SELECIONANDO PARA À ESQUERDA. CLICAR EM “SALVAR”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: SISTEMA EXIBE MENSAGEM “SUCESSO: INFORMAÇÕES SALVAS COM SUCESSO!”</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	Não Autorizar Usuário
OBJETIVO	NÃO AUTORIZAR USUÁRIO PARA FAZER PARTE DO LABORATÓRIO
ATOR	ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p>

	<p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "ENTRAR" QUE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO CAMPO SENHA. ATOR NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS", NA PÁGINA "USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. A COLUNA "AUTORIZADO" O PREENCHIMENTO APARECE COM A COR CINZA. CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO".</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	ID DE USUÁRIO JÁ EXISTENTE
OBJETIVO	ADMINISTRADOR CADASTRA MEMBRO NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR CLICA NO MENU DO LADO ESQUERDO "GERENCIAR USUÁRIOS". ATOR CLICA NO SUBMENU "NOVO USUÁRIO DO LABORATÓRIO" E É REDIRECIONADO A UM FORMULÁRIO CONTENDO OS SEGUINTE CAMPOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LABORATÓRIO ASSOCIADO; • IDENTIFICAÇÃO MyDENOX ; • DADOS DO USUÁRIO <p>AO CLICAR EM "CADASTRAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO", AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM "ID DE USUÁRIO JÁ EXISTE".</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS NÃO ASSOCIADOS
OBJETIVO	ASSOCIAR UM USUÁRIO AO LABORATÓRIO ESCOLHIDO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA. CLICAR NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS".</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO ACIMA DA TABELA NA PÁGINA "USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS DO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA OS MEMBROS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS. CLICAR NO BOTÃO ABAIXO DA TABELA "ASSOCIAR". SELECIONAR EM " ESCOLHER USUÁRIO DO LABORATÓRIO". CLICAR NO BOTÃO "ASSOCIAR USUÁRIO DO LABORATÓRIO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR RETORNA PARA A PÁGINA "USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS" EXIBINDO ESSA MENSAGEM: USUÁRIO ADICIONADO AO LABORATÓRIO COM SUCESSO.</p>
------------------	---

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS JÁ ASSOCIADOS
OBJETIVO	EXIBIR OS MEMBROS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA "USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME • E-MAIL • AUTORIZADO • ALTERAR • EXCLUIR <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO JÁ EXISTE”.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBROS EXCLUIR USUÁRIO
OBJETIVO	EXCLUIR MEMBRO DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA "USUÁRIOS ASSOCIADOS AO LABORATÓRIO" UMA TABELA APRESENTA:</p> <ul style="list-style-type: none">• NOME• E-MAIL• AUTORIZADO• ALTERAR• EXCLUIR <p>NA COLUNA EXCLUIR CLICAR NO BOTÃO X PARA EXCLUIR O USUÁRIO.</p> <p>AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR E UMA MENSAGEM É EXIBIDA: DESEJA APAGAR O USUÁRIO?, USUÁRIO REMOVIDO COM SUCESSO!.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR MEMBRO AUTORIZAR USUÁRIO
OBJETIVO	NOTIFICAR O RESPONSÁVEL DO LABORATÓRIO PARA APROVAR O CADASTRO DO USUÁRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING

<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA “ SELECIONAR NA TABELA” O MEMBRO QUE DESEJA APROVAR NA COLUNA "AUTORIZADO" NO BOTÃO SELECIONANDO PARA À DIREITA. CLICAR EM "SALVAR".</p> <p>AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR E UMA MENSAGEM É EXIBIDA: SISTEMA EXIBE MENSAGEM "SUCESSO: INFORMAÇÕES SALVAS COM SUCESSO!"</p>
-------------------------	--

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

<p>TÍTULO</p>	<p>GERENCIAR MEMBROS</p>
<p>OBJETIVO</p>	<p>VERIFICAR USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO</p>
<p>ATOR</p>	<p>USUÁRIO / ADMINISTRADOR</p>
<p>RECURSO</p>	<p>INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING</p>
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERENCIAR MEMBROS ASSOCIADOS". NA PÁGINA “ SELECIONAR NA TABELA” VERIFICAR USUÁRIOS DE LABORATÓRIO ASSOCIADOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO. EXIBE NOME, E-MAIL E USUÁRIOS AUTORIZADOS E NÃO AUTORIZADOS</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

<p>TÍTULO</p>	<p>PRESEÇA NO LABORATÓRIO</p>
<p>OBJETIVO</p>	<p>VERIFICAR QUAIS USUÁRIOS ESTÃO PRESENTES NO LABORATÓRIO</p>

ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO DESEJADO E SELECIONAR O BOTÃO "REGISTRO DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO".</p> <p>UMA TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOME; • DATA/HORA <p>CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO"; REDIRECIONADO PARA PÁGINA O LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	SEM PRESENÇA NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR INEXISTÊNCIA DE USUÁRIO NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	SEM LOG DE PRESENÇA NO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR QUEM ESTEVE PRESENTE NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA". CLICAR NO BOTÃO "VER DIA ANTERIOR";</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM:</p> <ul style="list-style-type: none">• NOME• EVENTO (ENTRADA OU SAÍDA)• DATA / HORA <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE OCORREU REGISTRO NO LABORATÓRIO.</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	VER MEMBROS PRESENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTEM MEMBROS PRESENTES NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR</p>

	<p>QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER MEMBROS PRESENTES". RETORNA PARA PÁGINA "MEMBROS PRESENTES NESSE MOMENTO".</p>
--	---

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	VER MEMBROS PRESENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTEM MEMBROS PRESENTES NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER MEMBROS PRESENTES". RETORNA PARA PÁGINA "MEMBROS PRESENTES NESSE MOMENTO".</p>

CENÁRIO: MANTER O REGISTRO DE USUÁRIO DO LABORATÓRIO

TÍTULO	VER MEMBROS PRESENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTEM MEMBROS PRESENTES NO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DO SISTEMA ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA

	<p>ATOR NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA.</p> <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", PÁGINA É EXIBIDA "MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO". CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE PRESENÇA", CLICAR NO BOTÃO "VER MEMBROS PRESENTES". RETORNA PARA PÁGINA "MEMBROS PRESENTES NESSE MOMENTO".</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO
OBJETIVO	VISUALIZAR LISTA DOS EQUIPAMENTOS E VOLTAR AO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS"</p> <p>TABELA EXIBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENDEREÇO MAC • NOME • ZONA DE CONFORTO • ARDUINO ASSOCIADO • ALTERAR EQUIPAMENTO <p>CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO". REDIRECIONA PARA O LABORATÓRIO ESCOLHIDO ANTERIORMENTE.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO EXCLUIR
---------------	-------------------------------

OBJETIVO	REALIZAR REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UM LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS"</p> <p>CLICAR NO BOTÃO REPRESENTADO POR UM X NA COLUNA EXCLUIR DA TABELA APRESENTADA. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: DESEJA APAGAR O EQUIPAMENTO DO ENDEREÇO. EQUIPAMENTO REMOVIDO COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO CADASTRAR
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO DE EQUIPAMENTO EM UM LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS".</p> <p>CLICAR NO BOTÃO "CADASTRAR NOVO EQUIPAMENTO".</p> <p>PREENCHER O FORMULÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO • NOME DO EQUIPAMENTO • DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO • TIPO DO EQUIPAMENTO: ARDUÍNO/ COMPUTADOR

	CLICAR NO BOTÃO "CADASTRAR EQUIPAMENTO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: EQUIPAMENTO CADASTRADO COM SUCESSO.
--	--

ENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	GERENCIAR EQUIPAMENTO SEM CADASTRO
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUM EQUIPAMENTO CADASTRADO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E NO BOTÃO "GERENCIAR EQUIPAMENTOS". UMA TABELA É APRESENTADA NA PÁGINA "LISTA DE EQUIPAMENTOS". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ EQUIPAMENTOS CADASTRADOS NO LABORATÓRIO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ALTERAR DADOS DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	REALIZAR EDIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA /ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA EDITAR. ATOR CLICA NO BOTÃO "ALTERAR DADOS CADASTRAIS":</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO ; ■ INTERVALOS DE COLETA <p>DEPOIS DE EDITAR, ATOR CLICA NO BOTÃO “SALVAR INFORMAÇÕES”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: INFORMAÇÕES ATUALIZADAS COM SUCESSO!</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	EDITAR ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	ATOR REALIZA EDIÇÃO DA ZONA DE CONFORTO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● (LOGIN); ● SENHA <p>NA PÁGINA SELECIONAR LABORATÓRIO, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E SELECIONAR QUAL DESEJA EDITAR. ATOR CLICA NO BOTÃO “ALTERAR ZONA DE CONFORTO”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TEMPERATURA DO LABORATÓRIO; ● UMIDADE DO LABORATÓRIO. <p>DEPOIS DE EDITAR, ATOR CLICA NO BOTÃO “SALVAR INFORMAÇÕES”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: ZONA DE CONFORTO ATUALIZADA COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CADASTRAR LABORATÓRIO
OBJETIVO	REALIZAR CADASTRO DOS DADOS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO; • INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “CADASTRAR LABORATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LABORATÓRIO CADASTRADO COM SUCESSO!</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CANCELAR ALTERAR DADOS DO LABORATÓRIO
OBJETIVO	CANCELAR ALTERAÇÃO DOS DADOS DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO; • INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	CANCELAR ALTERAR DA ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
---------------	---

OBJETIVO	CANCELAR ALTERAÇÃO DOS DA ZONA DE CONFORTO DO LABORATÓRIO
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E LOGO ABAIXO O BOTÃO "CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO".</p> <p>ATOR CLICA EM “CADASTRAR NOVO LABORATÓRIO” PÁGINA É EXIBIDA COM OS DADOS A SEREM PREENCHIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFORMAÇÕES DO LABORATÓRIO; • INTERVALOS DE COLETA; <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	EXCLUIR LABORATÓRIO
OBJETIVO	EXCLUIR LABORATÓRIO INOPERANTE NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR VISUALIZAR OS LABORATÓRIOS EXISTENTES E CLICA NO X PARA EXCLUIR ATOR CLICA NO BOTÃO "CANCELAR". MENSAGEM EXIBIDA: DESEJA APAGAR O LABORATÓRIO LABORATÓRIO DO ...?</p> <p>PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO" É EXIBIDA COM OS LABORATÓRIOS PERMANECENTES. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: LABORATÓRIO REMOVIDO COM SUCESSO!</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA A SER RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO• DATA• RESOLVER <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS PARA RESOLVER
OBJETIVO	RESOLVER ALGUMA ANOMALIA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVER <p>NA COLUNA DA TABELA RESOLVER, POSICIONAR O CURSOR DO MOUSE EM CIMA DO DESENHO E CLICAR.</p> <p>DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESCRIÇÃO DA AÇÃO <p>CLICAR NO BOTÃO "RESOLVER ANOMALIA" .AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: RESOLVIDO COM SUCESSO</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	INEXISTÊNCIA DE ANOMALIAS
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA A SER RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E SELECIONAR O BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS" É EXIBIDA. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ ANOMALIAS PARA SEREM RESOLVIDAS.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	STATUS DO SISTEMA
OBJETIVO	VERIFICAR QUAIS COMPONENTES ESTÃO REGISTRADOS NO SISTEMA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", CLICAR NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E SELECIONAR O BOTÃO "STATUS DO SISTEMA".</p> <p>UMA TABELA É GERADA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPONENTE • DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO • STATUS DO COMPONENTE <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE COMPONENTE.</p>
--	--

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS RESOLVIDAS
OBJETIVO	VERIFICAR LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS RESOLVIDAS" MOSTRA UMA TABELA COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA DA ANOMALIA • AÇÃO • AUTOR • DATA DA RESOLUÇÃO <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA RESOLVIDA.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS PENDENTES
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA PENDÊNCIA DE ANOMALIA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• (LOGIN);• SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO• DATA• RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS".</p> <p>PÁGINA "ANOMALIAS RESOLVIDAS" MOSTRA UMA TABELA COM:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO• DATA DA ANOMALIA• AÇÃO• AUTOR• DATA DA RESOLUÇÃO <p>NO FINAL DA TABELA CLICAR NO BOTÃO "VER ANOMALIAS PENDENTES".</p> <p>TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO• DATA• RESOLVER <p>INFORMAÇÕES SÃO EXIBIDAS SE EXISTIR ALGUM REGISTRO DE ANOMALIA PENDENTE.</p>

CENÁRIO: MANTER OS DADOS DE LABORATÓRIO

TÍTULO	ANOMALIAS RESOLVIDAS VOLTAR AO LABORATÓRIO
OBJETIVO	VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA ANOMALIA RESOLVIDA
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR CLICA NO LABORATÓRIO ESCOLHIDO E CLICAR NO BOTÃO "ANOMALIAS REGISTRADAS DO SISTEMA".</p> <p style="text-align: center;">TABELA É EXIBIDA COM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO • DATA • RESOLVE <p>CLICAR NO BOTÃO "VER LOG DE ANOMALIAS RESOLVIDAS". CLICAR NO BOTÃO "VOLTAR AO LABORATÓRIO".</p> <p>RETORNA PARA PÁGINA DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO ANTERIORMENTE.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA LABORATÓRIO
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA A EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p>

	<p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: TEMPERATURA (LABORATÓRIO); • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERAR GRÁFICO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>
--	--

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO UMIDADE LABORATÓRIO
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA A EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL "FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING" PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA "SELECIONAR LABORATÓRIO", ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO "GERAR GRÁFICO". AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA SERVIDOR TESTLINK
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: TEMPERATURA(SERVIDOR TESTLINK); • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA GERA O GRÁFICO E O APRESENTA EM POP-UP.</p>
------------------	---

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO UMIDADE LABORATÓRIO SEM DADOS
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="padding-left: 40px;">NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO

	ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.
--	--

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA LABORATÓRIO SEM DADOS
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO “MOSTRAR GRÁFICO”.</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="padding-left: 40px;">NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.</p>

CENÁRIO: ANALISAR GRAFICAMENTE OS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR GRÁFICO TEMPERATURA SERVIDOR TESTLINK SEM DADOS
OBJETIVO	APRESENTAR OS DADOS GRAFICAMENTE
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING

DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR GRÁFICO".</p> <p>NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="padding-left: 40px;">NA PÁGINA GRÁFICO, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DO GRÁFICO: UMIDADE; • DATA DE INÍCIO E FIM; • INTERVALO DO GRÁFICO <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR GRÁFICO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O SISTEMA APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO EXISTEM DADOS PARA O PERÍODO SELECIONADO. POR FAVOR, SELECIONE OUTRO PERÍODO.</p>
------------------	--

CENÁRIO: GERAR RELATÓRIOS DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR RELATÓRIO DOS EVENTOS
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS".</p> <p>NA PÁGINA “RELATÓRIO DE EVENTOS”, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="padding-left: 40px;">NA PÁGINA RELATÓRIO, PREENCHER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DATA DE INÍCIO E FIM <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR RELATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR O</p>

	SISTEMA GERA O RELATÓRIO E APRESENTA AO USUÁRIO.
--	--

CENÁRIO: GERAR RELATÓRIOS DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE

TÍTULO	GERAR RELATÓRIO DOS EVENTOS SEM DADOS
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA <p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS".</p> <p>NA PÁGINA “RELATÓRIO DE EVENTOS”, O USUÁRIO PREENCHE:</p> <p style="padding-left: 40px;">NA PÁGINA RELATÓRIO, PREENCHER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DATA DE INÍCIO E FIM <p>ATOR CLICA NO BOTÃO “GERAR RELATÓRIO”. AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA O SERVIDOR APRESENTA UMA MENSAGEM: NÃO HÁ EVENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA, NÃO HÁ MEMBROS PRESENTES NESTE MOMENTO.</p>

CENÁRIO: LOGOUT

TÍTULO	LOGOUT
OBJETIVO	ENVIAR DADOS AO SISTEMA WEB PARA GERAR RELATÓRIOS
ATOR	USUÁRIO DO SISTEMA / ADMINISTRADOR
RECURSO	INTERFACE DA TELA DO ISSUES MONITORING
DESCRIÇÃO	<p>ATOR NA PÁGINA PRINCIPAL “FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING” PREENCHE O FORMULÁRIO EXIBIDO:</p> <p style="text-align: center;"><u>INFORMAÇÕES DE ACESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • (LOGIN); • SENHA

	<p>NA PÁGINA “SELECIONAR LABORATÓRIO”, ATOR VISUALIZA OS LABORATÓRIOS EXISTENTES, SELECIONA O BOTÃO "MOSTRAR RELATÓRIO DE EVENTOS".</p> <p>NO CANTO ESQUERDO EMBAIXO DE TODAS AS PÁGINAS ENCONTRA-SE O BOTÃO "LOGOUT", CLICAR PARA SAIR DA PÁGINA DO SISTEMA.</p> <p>REDIRECIONA PARA PÁGINA "BEM-VINDO, FAÇA LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA ISSUES MONITORING".</p>
--	--